

A 315

Módulo

para aumentar capacidad y preparar de instrumental de cuerpo hueco.



- Aumento de capacidad del inyector de 22 a 44 piezas
- Compatible con todas las versiones A 151 del mercado
- Pueden utilizarse todos los adap. y acc. dent. y ORL habituales

Código EAN: 4002516087861 / Número de material: 11055980 /
Número de material antiguo: 69631500D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Accesorio para inst. de ORL	•
Acc./mód.para inst. dental	•
Otro accesorio/Otro módulo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Opción para usar un filtro central	•
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Capacidad	
inst. de ORL [número]	22
inst. de transferencia [cantidad]	22
Aspiradores [número]	22
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	22
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	145
Medidas ext., ancho neto en mm	492
Medidas ext., fondo neto en mm	542
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	1,35
Peso bruto en kg	2,35
Suministro del aparato	
Juego de llaves A 838 [número]	1