

A 841

Tobera inyectora

con base de plástico, diámetro de tobera 6, longitud 210 mm, 1 unidad



- Apto para carros y cestos inyectores, atornillable
- Ideal para utensilios con anchos de apertura de 12 a 85 mm
- Diámetro de la tapa superior: 11 mm
- Componente del sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516188759 / Número de material: 11056190 /
Número de material antiguo: 69684100D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertinencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Componente del sistema EasyLoad	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	210
Medidas ext., ancho neto en mm	92
Medidas ext., fondo neto en mm	86
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	100
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Peso neto en kg	0,03
Peso bruto en kg	0,04