

A 300/2

Módulo inyector

para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio, equipable con 8 toberas.



- Apto para div. vidrio de lab.: matraces Erlenmeyer, esfér., etc.
- Módulo sin toberas inyect. – Equipamiento para sus necesidades
- Para hasta 8 toberas inyectoras
- Componente del sistema EasyLoad
- Distancia entre boquillas 118 mm de ancho y 118 mm de fondo
- Especialmente adecuado para A 840 y A 841 (diámetro de boquilla 6 mm)#

Código EAN: 4002516087632 / Número de material: 11056770 /
Número de material antiguo: 69630002D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable, Negro
Componente del sistema EasyLoad	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	8
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	72
Medidas ext., ancho neto en mm	133
Medidas ext., fondo neto en mm	479
Medidas ext., alto bruto en mm	200
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	0,56
Peso bruto en kg	1,64