


A 301/4

Módulo

para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio, equipable con 18 toberas.



- Apto para div. vidrio de lab.: matraces Erlenmeyer, esfér., etc.
- Módulo sin toberas inyect. – Equipamiento para sus necesidades
- Para hasta 18 toberas inyectoras
- Componente del sistema EasyLoad
- Distancia entre boquillas 78 mm de ancho y 78 mm de profundidad
- Especialmente adecuado para A 842 y A 843 (diámetro de boquilla 4 mm)

Código EAN: 4002516087649 / Número de material: 11056780 /  
Número de material antiguo: 69630104D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Componente del sistema EasyLoad	•
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Matraces de cuello estrecho [número]	18
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	72
Medidas ext., ancho neto en mm	173
Medidas ext., fondo neto en mm	479
Medidas ext., alto bruto en mm	100
Medidas ext., ancho bruto en mm	205
Medidas ext., fondo bruto en mm	487
Peso neto en kg	0,85
Peso bruto en kg	1,89