


A 862
Rejilla soporte
para módulo inyector A 302/2 y A 302/3



- División: 4 x 8 campos
- Se puede poner en el módulo inyector A 302/2 y A 302/3
- Para el posicionamiento óptimo de vidrio de laboratorio
- Bastidor de metal rilsanizado

Código EAN: 4002516087687 / Número de material: 11056820 /
Número de material antiguo: 69686200D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Otro accesorio/Otro módulo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético, Alambre, rilsanizado
Color	Acero inoxidable, Negro
Número de compartimentos	32
Ancho de band.s en mm	56
Longitud de band.s en mm	52
Componente del sistema EasyLoad	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	30
Medidas ext., ancho neto en mm	250
Medidas ext., fondo neto en mm	350
Medidas ext., alto bruto en mm	35
Medidas ext., ancho bruto en mm	300
Medidas ext., fondo bruto en mm	400
Peso neto en kg	0,10
Peso bruto en kg	0,18