

APLW 001

Carro

para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio en el nivel inferior.



- Ancho de carga máximo: 470 mm
- Profundidad de carga máxima: 490 mm

Código EAN: 4002516115298 / Número de material: 11104480 /
Número de material antiguo: 69300100D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Acc./mód. vasos de precipitados	•
Carro para complementos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	135
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	582
Medidas ext., alto bruto en mm	190
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	610
Peso neto en kg	4,20
Peso bruto en kg	5,90