


APLW 002

Carro

para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio voluminoso, 5 y 10 l.



- Equipado con 5 boquillas
- Para el alojamiento de hasta 4 botellas con un Ø de máx. 240 mm.
- Para el alojamiento de hasta 5 botellas con un Ø de máx. 190 mm.

Código EAN: 4002516115304 / Número de material: 11104490 /
Número de material antiguo: 69300200D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Cesto para inyectores	•
Módulo para vidrio de laboratorio de gran volumen	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Fascos [número]	5
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	413
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	582
Medidas ext., alto bruto en mm	580
Medidas ext., ancho bruto en mm	565
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	5,94
Peso bruto en kg	8,49