

APLW 003

Carro

para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio voluminoso hasta 20 l.



**Image
in progress**

- Equipado con 4 boquillas
- Para el alojamiento de hasta 2 botellas con un Ø de máx. 280 mm.
- Para el alojamiento de hasta 2 botellas con un Ø de máx. 190 mm.

Código EAN: 4002516115410 / Número de material: 11104500 /
Número de material antiguo: 69300300D

| | |
|--|--------------------------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Categoría de producto | |
| Cesto para inyectores | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable, Material sintético |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Capacidad | |
| Frascos [número] | 2 |
| Matraces de Erlenmeyer [número] | 2 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 400 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 535 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 582 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 580 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 565 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 615 |
| Peso neto en kg | 5,08 |
| Peso bruto en kg | 7,63 |