

APLW 005

Carro

para el alojamiento óptimo de hasta 56 pipetas.



- Para el alojamiento de hasta 56 pipetas inclinadas

Código EAN: 4002516115434 / Número de material: 11104520 /  
Número de material antiguo: 69300500D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para pipetas	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. pipetas/viales	•
<b>Capacidad</b>	
Pipetas [número]	56
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	308
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	582
Medidas ext., alto bruto en mm	570
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	610
Peso neto en kg	6,40
Peso bruto en kg	9,20