

APLW 006

Carro

para el alojamiento óptimo de hasta 121 pipetas.



- Para el alojamiento de hasta 121 pipetas en vertical

Código EAN: 4002516115441 / Número de material: 11104530 /
Número de material antiguo: 69300600D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Carro para pipetas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Capacidad	
Pipetas [número]	121
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	195
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	575
Medidas ext., alto bruto en mm	355
Medidas ext., ancho bruto en mm	565
Medidas ext., fondo bruto en mm	610
Peso neto en kg	4,94
Peso bruto en kg	7,38