

APLW 007

Carro

para el alojamiento óptimo de 2 cassettes de pipetas.



- Para el nivel inferior
- Longitud máxima de pipetas: 520 mm

Código EAN: 4002516115458 / Número de material: 11104540 /
Número de material antiguo: 69300700D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Carro para pipetas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	580
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	420
Medidas ext., alto bruto en mm	580
Medidas ext., ancho bruto en mm	565
Medidas ext., fondo bruto en mm	610
Peso neto en kg	7,18
Peso bruto en kg	9,98