


APLW 008

Carro

para el alojamiento óptimo de 3 cassettes de pipetas.



- Para el nivel inferior
- Dimensiones del depósito de la pipeta: An 84 x Al 384 x Pr 84 mm

Código EAN: 4002516115465 / Número de material: 11104550 /
Número de material antiguo: 69300800D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Carro para pipetas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	456
Medidas ext., ancho neto en mm	179
Medidas ext., fondo neto en mm	366
Medidas ext., alto bruto en mm	355
Medidas ext., ancho bruto en mm	565
Medidas ext., fondo bruto en mm	610
Peso neto en kg	7,64
Peso bruto en kg	9,64