

APLW 009

Carro

para el alojamiento óptimo de 2 cassettes de pipetas.



- Para el nivel inferior
- Longitud máxima de pipetas: 290 mm

Código EAN: 4002516115472 / Número de material: 11104560 /
Número de material antiguo: 69300900D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
Categoría de producto	
Carro para pipetas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	166
Medidas ext., ancho neto en mm	245
Medidas ext., fondo neto en mm	66
Medidas ext., alto bruto en mm	355
Medidas ext., ancho bruto en mm	565
Medidas ext., fondo bruto en mm	610
Peso neto en kg	6,22
Peso bruto en kg	8,55