

APLW 012

Cesto superior

con 84 espacios de inyectores sin piezas para toberas Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Apto solo para el nivel superior

Código EAN: 4002516115502 / Número de material: 11104590 /
Número de material antiguo: 69301200D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Cesto para inyectores	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	84
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	158
Medidas ext., ancho neto en mm	532
Medidas ext., fondo neto en mm	570
Medidas ext., alto bruto en mm	350
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	600
Peso neto en kg	4,60
Peso bruto en kg	7,40