

APLW 013/1  
Cesto superior  
equipado con 42 toberas inyectoras APLW 051



- Apto solo para el nivel superior

Código EAN: 4002516115526 / Número de material: 11104610 /  
Número de material antiguo: 69301301D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Cesto para inyectores	•
Cesto superior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Blanco
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Matraces de cuello estrecho [número]	42
Frascos [número]	42
Matraces de Erlenmeyer [número]	42
Matraces esféricos [número]	42
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	160
Medidas ext., ancho neto en mm	534
Medidas ext., fondo neto en mm	569
Medidas ext., alto bruto en mm	355
Medidas ext., ancho bruto en mm	565
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	5,88
Peso bruto en kg	8,28
<b>Suministro del aparato</b>	
APLW 051 tobera iny. Ø 4 mm, longitud 110 mm [número]	42