

APLW 013/2

Cesto superior

equipado con 32 toberas inyectoras APLW 051 y 10 toberas inyectoras APLW 055



**Image  
in progress**

- Apto solo para el nivel superior

Código EAN: 4002516115533 / Número de material: 11104620 /  
Número de material antiguo: 69301302D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Cesto para inyectoras	•
Cesto superior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Blanco
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Matraces de cuello estrecho [número]	42
Frascos [número]	42
Matraces de Erlenmeyer [número]	42
Matraces esféricos [número]	42
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	250
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	570
Medidas ext., alto bruto en mm	355
Medidas ext., ancho bruto en mm	565
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	4,55
Peso bruto en kg	9,00
<b>Suministro del aparato</b>	
APLW 051 tobera iny. Ø 4 mm, longitud 110 mm [número]	32
APLW 055 tobera iny. Ø 6 mm, longitud 175 mm [número]	10