

APLW 014
Cesto superior
con 20 espacios de inyectores sin piezas.



Image
in progress

- Apto solo para el nivel superior

Código EAN: 4002516115540 / Número de material: 11104630 /
Número de material antiguo: 69301400D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Cesto para inyectores	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	20
Frascos [número]	20
Matraces de Erlenmeyer [número]	20
Matraces esféricos [número]	20
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	21
Medidas ext., ancho neto en mm	20
Medidas ext., fondo neto en mm	16
Medidas ext., alto bruto en mm	340
Medidas ext., ancho bruto en mm	555
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	4,22
Peso bruto en kg	6,65