

APLW 014/1
Cesto superior
equipado con 20 toberas inyectoras APLW 055



- Apto solo para el nivel superior

Código EAN: 4002516115557 / Número de material: 11104640 /
Número de material antiguo: 69301401D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Cesto para inyectoras	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	20
Frascos [número]	20
Matraces de Erlenmeyer [número]	20
Matraces esféricos [número]	20
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	250
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	570
Medidas ext., alto bruto en mm	355
Medidas ext., ancho bruto en mm	565
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	4,22
Peso bruto en kg	8,45
Suministro del aparato	
APLW 055 tobera iny. Ø 6 mm, longitud 175 mm [número]	20