

APLW 016  
Cesto superior  
con 27 espacios de inyectores sin piezas.



**Image**  
in progress

- Apto solo para el nivel superior

Código EAN: 4002516115588 / Número de material: 11104660 /  
Número de material antiguo: 69301600D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Cesto para inyectores	•
Cesto superior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Blanco
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Matraces de cuello estrecho [número]	27
Frascos [número]	27
Matraces de Erlenmeyer [número]	27
Matraces esféricos [número]	27
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	260
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	570
Medidas ext., alto bruto en mm	340
Medidas ext., ancho bruto en mm	555
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	4,40
Peso bruto en kg	6,62