

APLW 017

Cesto superior

con 121 espacios de inyectores sin piezas.



**Image**  
in progress

- Apto solo para el nivel superior
- 200 x 490 mm de espacio útil

Código EAN: 4002516115595 / Número de material: 11104670 /  
Número de material antiguo: 69301700D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Cesto para inyectores	•
Cesto superior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Blanco
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Probetas [número]	121
Viales [número]	121
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	160
Medidas ext., ancho neto en mm	532
Medidas ext., fondo neto en mm	560
Medidas ext., alto bruto en mm	350
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	610
Peso neto en kg	4,20
Peso bruto en kg	7,00