

APLW 018

Cesto superior

con 121 + 24 espacios de inyectores sin piezas.



Image
in progress

- Apto solo para el nivel superior

Código EAN: 4002516115601 / Número de material: 11104680 /
Número de material antiguo: 69301800D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Cesto para inyectores	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Probetas [número]	121
Viales [número]	121
Matraces de cuello estrecho [número]	24
Frascos [número]	24
Matraces de Erlenmeyer [número]	24
Matraces esféricos [número]	24
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	162
Medidas ext., ancho neto en mm	534
Medidas ext., fondo neto en mm	569
Medidas ext., alto bruto en mm	355
Medidas ext., ancho bruto en mm	565
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	5,33
Peso bruto en kg	7,76