

APLW 018

Cesto superior

con 121 + 24 espacios de inyectores sin piezas.



Image
in progress

- Apto solo para el nivel superior

Código EAN: 4002516115601 / Número de material: 11104680 /
Número de material antiguo: 69301800D

| | |
|--|--------------------------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Categoría de producto | |
| Cesto para inyectores | • |
| Cesto superior | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable, Material sintético |
| Color | Azul, Acero inoxidable, Blanco |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Capacidad | |
| Probetas [número] | 121 |
| Viales [número] | 121 |
| Matraces de cuello estrecho [número] | 24 |
| Frascos [número] | 24 |
| Matraces de Erlenmeyer [número] | 24 |
| Matraces esféricos [número] | 24 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 162 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 534 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 569 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 355 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 565 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 615 |
| Peso neto en kg | 5,33 |
| Peso bruto en kg | 7,76 |