


APLW 018/1

Cesto superior

equipado con 121 toberas inyectoras APLW 048 y 24 toberas inyectoras APLW 051.



- Apto solo para el nivel superior

Código EAN: 4002516115717 / Número de material: 11104690 /
Número de material antiguo: 69301801D

| | |
|--|--------------------------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Categoría de producto | |
| Cesto para inyectoras | • |
| Cesto superior | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable, Material sintético |
| Color | Azul, Acero inoxidable, Blanco |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Capacidad | |
| Probetas [número] | 121 |
| Viales [número] | 121 |
| Matraces de cuello estrecho [número] | 24 |
| Frascos [número] | 24 |
| Matraces de Erlenmeyer [número] | 24 |
| Matraces esféricos [número] | 24 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 200 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 535 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 570 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 355 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 565 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 615 |
| Peso neto en kg | 6,92 |
| Peso bruto en kg | 11,42 |
| Suministro del aparato | |
| APLW 051 tobera iny. Ø 4 mm, longitud 110 mm [número] | 32 |
| APLW 048 tobera iny. Ø 2,5 mm, longitud 80 mm [número] | 121 |