

APLW 020/1  
Cesto inferior  
equipado con 121 toberas inyectoras APLW 047.



**Image**  
in progress

- Apto solo para el nivel inferior

Código EAN: 4002516115755 / Número de material: 11104730 /  
Número de material antiguo: 69302001D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Cesto para inyectoras	•
Cesto inferior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Negro, Blanco
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Probetas [número]	121
Viales [número]	121
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	200
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	575
Medidas ext., alto bruto en mm	355
Medidas ext., ancho bruto en mm	562
Medidas ext., fondo bruto en mm	675
Peso neto en kg	8,64
Peso bruto en kg	11,26
<b>Suministro del aparato</b>	
APLW 047 tobera iny. Ø 2,5 mm, longitud 50 mm [número]	121