

APLW 020/1
Cesto inferior
equipado con 121 toberas inyectoras APLW 047.



Image
in progress

- Apto solo para el nivel inferior

Código EAN: 4002516115755 / Número de material: 11104730 /
Número de material antiguo: 69302001D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Cesto para inyectoras	•
Cesto inferior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Negro, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Probetas [número]	121
Viales [número]	121
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	200
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	575
Medidas ext., alto bruto en mm	355
Medidas ext., ancho bruto en mm	562
Medidas ext., fondo bruto en mm	675
Peso neto en kg	8,64
Peso bruto en kg	11,26
Suministro del aparato	
APLW 047 tobera iny. Ø 2,5 mm, longitud 50 mm [número]	121