

APLW 022

Cesto inferior

con 70 espacios de inyectores sin piezas para toberas Ø 2,5 mm.



**Image**  
in progress

- Apto solo para el nivel inferior

Código EAN: 4002516115779 / Número de material: 11104750 /  
Número de material antiguo: 69302200D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Cesto para inyectores	•
Cesto inferior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro, Blanco
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Matraces de cuello estrecho [número]	70
Frascos [número]	70
Matraces de Erlenmeyer [número]	70
Matraces esféricos [número]	70
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	580
Medidas ext., ancho neto en mm	515
Medidas ext., fondo neto en mm	534
Medidas ext., alto bruto en mm	355
Medidas ext., ancho bruto en mm	562
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	5,83
Peso bruto en kg	8,27