

APLW 024/3

Cesto inferior

equipado con 30 toberas inyectoras APLW 066 y 12 toberas inyectoras APLW 067.



**Image
in progress**

- Apto solo para el nivel inferior

Código EAN: 4002516115823 / Número de material: 11104800 /
Número de material antiguo: 69302403D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Cesto para inyectores	•
Cesto inferior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Negro, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	42
Frascos [número]	42
Matraces de Erlenmeyer [número]	42
Matraces esféricos [número]	42
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	220
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	575
Medidas ext., alto bruto en mm	352
Medidas ext., ancho bruto en mm	562
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	5,22
Peso bruto en kg	13,87
Suministro del aparato	
APLW 066 tobera iny. Ø 6 mm, longitud 175 mm [número]	30
APLW 067 tobera iny. Ø 6 mm, longitud 225 mm [número]	12