

APLW 025/1

Cesto inferior

equipado con 12 toberas inyectoras APLW 056 y 12 toberas inyectoras APLW 052.



Image
in progress

- Apto solo para el nivel inferior
- 230 x 490 mm de espacio útil

Código EAN: 4002516115847 / Número de material: 11104820 /
Número de material antiguo: 69302501D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Cesto para inyectores	•
Cesto inferior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Negro, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	24
Frascos [número]	24
Matraces de Erlenmeyer [número]	24
Matraces esféricos [número]	24
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	270
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	570
Medidas ext., alto bruto en mm	350
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	610
Peso neto en kg	5,25
Peso bruto en kg	8,39
Suministro del aparato	
APLW 052 tobera iny. Ø 4 mm, longitud 175 mm [número]	12
APLW 056 tobera iny. Ø 6 mm, longitud 225 mm [número]	12