

APLW 025/1

Cesto inferior

equipado con 12 toberas inyectoras APLW 056 y 12 toberas inyectoras APLW 052.



Image
in progress

- Apto solo para el nivel inferior
- 230 x 490 mm de espacio útil

Código EAN: 4002516115847 / Número de material: 11104820 /
Número de material antiguo: 69302501D

| Familia de productos | |
|---|---------------------------------------|
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Categoría de producto | |
| Cesto para inyectores | • |
| Cesto inferior | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable, Material sintético |
| Color | Azul, Acero inoxidable, Negro, Blanco |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. vidrio de laboratorio | • |
| Capacidad | |
| Matraces de cuello estrecho [número] | 24 |
| Frascos [número] | 24 |
| Matraces de Erlenmeyer [número] | 24 |
| Matraces esféricos [número] | 24 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 270 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 535 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 570 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 350 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 560 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 610 |
| Peso neto en kg | 5,25 |
| Peso bruto en kg | 8,39 |
| Suministro del aparato | |
| APLW 052 tobera iny. Ø 4 mm, longitud 175 mm [número] | 12 |
| APLW 056 tobera iny. Ø 6 mm, longitud 225 mm [número] | 12 |