

APLW 027

Cesto inferior

con 16 espacios de inyectores sin piezas para toberas.



**Image**  
in progress

- Apto solo para el nivel inferior

Código EAN: 4002516115878 / Número de material: 11104850 /  
Número de material antiguo: 69302700D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Cesto para inyectores	•
Cesto inferior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro, Blanco
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Matraces de cuello estrecho [número]	16
Frascos [número]	16
Matraces de Erlenmeyer [número]	16
Matraces esféricos [número]	16
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	570
Medidas ext., ancho neto en mm	536
Medidas ext., fondo neto en mm	516
Medidas ext., alto bruto en mm	340
Medidas ext., ancho bruto en mm	555
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	4,74
Peso bruto en kg	7,05