

APLW 030  
Cesto inferior  
con 12 espacios de inyectores sin piezas para toberas.



- Apto solo para el nivel inferior
- 220 x 490 mm de espacio útil

Código EAN: 4002516115908 / Número de material: 11104880 /  
Número de material antiguo: 69303000D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Cesto para inyectores	•
Cesto inferior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro, Blanco
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Matraces de cuello estrecho [número]	12
Frascos [número]	12
Matraces de Erlenmeyer [número]	12
Matraces esféricos [número]	12
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	135
Medidas ext., ancho neto en mm	424
Medidas ext., fondo neto en mm	582
Medidas ext., alto bruto en mm	355
Medidas ext., ancho bruto en mm	565
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	4,32
Peso bruto en kg	6,72