


APLW 030/1

Cesto inferior

equipado con 6 toberas inyectoras APLW 067 y 6 toberas inyectoras APLW 066.



- Apto solo para el nivel inferior

Código EAN: 4002516115915 / Número de material: 11104890 /
Número de material antiguo: 69303001D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Cesto para inyectoras	•
Cesto inferior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Negro, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	12
Fascos [número]	12
Matraces de Erlenmeyer [número]	12
Matraces esféricos [número]	12
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	235
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	575
Medidas ext., alto bruto en mm	355
Medidas ext., ancho bruto en mm	565
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	5,33
Peso bruto en kg	8,55
Suministro del aparato	
APLW 066 tobera iny. Ø 6 mm, longitud 175 mm [número]	6
APLW 067 tobera iny. Ø 6 mm, longitud 225 mm [número]	6