

APLW 032/1

Cesto inferior

equipado con 121 toberas inyectoras APLW 048 y 24 toberas inyectoras APLW 056.



**Image**  
in progress

- Apto solo para el nivel inferior

Código EAN: 4002516115946 / Número de material: 11104920 /  
Número de material antiguo: 69303201D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Cesto para inyectores	•
Cesto inferior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Negro, Blanco
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Probetas [número]	121
Viales [número]	121
Matraces de cuello estrecho [número]	24
Frascos [número]	24
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	270
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	575
Medidas ext., alto bruto en mm	355
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	610
Peso neto en kg	5,99
Peso bruto en kg	13,98
<b>Suministro del aparato</b>	
APLW 048 tobera iny. Ø 2,5 mm, longitud 80 mm [número]	121
APLW 056 tobera iny. Ø 6 mm, longitud 225 mm [número]	24