


APLW 033
 Rejilla de soporte
 para conseguir una superficie lisa.



- Apto para el APLW 000
- Reducción de la altura máx. de carga en 50 mm

Código EAN: 4002516115953 / Número de material: 11104930 /
 Número de material antiguo: 69303300D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Otro accesorio	•
Bastidor de base	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	444
Medidas ext., ancho neto en mm	473
Medidas ext., fondo neto en mm	60
Medidas ext., alto bruto en mm	190
Medidas ext., ancho bruto en mm	435
Medidas ext., fondo bruto en mm	512
Peso neto en kg	1,22
Peso bruto en kg	2,85