


APLW 034

Malla

250 mm de altura, para la fijación de objetos delicados.



Código EAN: 4002516115960 / Número de material: 11104940 /
Número de material antiguo: 69303400D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Otro accesorio	•
Malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	250
Medidas ext., ancho neto en mm	248
Medidas ext., fondo neto en mm	248
Medidas ext., alto bruto en mm	330
Medidas ext., ancho bruto en mm	312
Medidas ext., fondo bruto en mm	315
Peso neto en kg	0,52
Peso bruto en kg	1,38