


APLW 035

Malla

175 mm de altura, para la fijación de objetos delicados.



Código EAN: 4002516115977 / Número de material: 11104950 /  
Número de material antiguo: 69303500D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otro accesorio	•
Malla	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	175
Medidas ext., ancho neto en mm	248
Medidas ext., fondo neto en mm	248
Medidas ext., alto bruto en mm	330
Medidas ext., ancho bruto en mm	312
Medidas ext., fondo bruto en mm	312
Peso neto en kg	0,48
Peso bruto en kg	1,36