

APLW 037 Rejilla de protección ajustable en altura, para la fijación de utensilios delicados



Código EAN: 4002516115991 / Número de material: 11104970 / Número de material antiguo: 69303700D

Familia de productos	
•	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Otro accesorio	•
Malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	225
Medidas ext., ancho neto en mm	369
Medidas ext., fondo neto en mm	380
Medidas ext., alto bruto en mm	350
Medidas ext., ancho bruto en mm	430
Medidas ext., fondo bruto en mm	510
Peso neto en kg	1,13
Peso bruto en kg	2,82