

APLW 038

Complemento

para el aloj. óptimo de matraces Erlenmeyer de cuello ancho y probetas graduad.



- Equipado con 14 ganchos fijadores de 175 mm y 14 de 105 mm Al

Código EAN: 4002516116004 / Número de material: 11104980 /
Número de material antiguo: 69303800D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	185
Medidas ext., ancho neto en mm	195
Medidas ext., fondo neto en mm	450
Medidas ext., alto bruto en mm	345
Medidas ext., ancho bruto en mm	435
Medidas ext., fondo bruto en mm	510
Peso neto en kg	0,60
Peso bruto en kg	2,41