

APLW 040

Complemento

para el alojamiento óptimo de tubos de ensayo, 100 mm de altura.



- Para usarse con la tapa APLW 043

Código EAN: 4002516116028 / Número de material: 11105000 /
Número de material antiguo: 69304000D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para tubos de ensayo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Altura máxima de carga en mm	115
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	100
Medidas ext., ancho neto en mm	220
Medidas ext., fondo neto en mm	220
Medidas ext., alto bruto en mm	330
Medidas ext., ancho bruto en mm	315
Medidas ext., fondo bruto en mm	315
Peso neto en kg	0,47
Peso bruto en kg	1,58