

APLW 041

Complemento

para el alojamiento óptimo de tubos de ensayo, 130 mm de altura.



- Para usarse con la tapa APLW 043

Código EAN: 4002516116035 / Número de material: 11105010 /  
Número de material antiguo: 69304100D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód.para tubos de ensayo	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Altura máxima de carga en mm	115
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	130
Medidas ext., ancho neto en mm	220
Medidas ext., fondo neto en mm	220
Medidas ext., alto bruto en mm	330
Medidas ext., ancho bruto en mm	300
Medidas ext., fondo bruto en mm	315
Peso neto en kg	0,55
Peso bruto en kg	1,35