

APLW 042

Complemento

para el alojamiento óptimo de tubos de ensayo, 200 mm de altura.



- Para usarse con la tapa APLW 043

Código EAN: 4002516116042 / Número de material: 11105020 /  
Número de material antiguo: 69304200D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód.para tubos de ensayo	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Altura máxima de carga en mm	215
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	202
Medidas ext., ancho neto en mm	220
Medidas ext., fondo neto en mm	220
Medidas ext., alto bruto en mm	325
Medidas ext., ancho bruto en mm	305
Medidas ext., fondo bruto en mm	310
Peso neto en kg	0,65
Peso bruto en kg	1,60