

APLW 043  
Tapa  
para compartimentos APLW 040-042



Código EAN: 4002516116059 / Número de material: 11105030 /  
Número de material antiguo: 69304300D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tapa	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	15
Medidas ext., ancho neto en mm	205
Medidas ext., fondo neto en mm	205
Medidas ext., alto bruto en mm	215
Medidas ext., ancho bruto en mm	170
Medidas ext., fondo bruto en mm	270
Peso neto en kg	0,18
Peso bruto en kg	0,55