


APLW 044

Red separadora

para la división de la superficie en APLW 040–042.



Código EAN: 4002516116066 / Número de material: 11105040 /  
Número de material antiguo: 69304400D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód.para tubos de ensayo	•
Soporte	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	75
Medidas ext., ancho neto en mm	205
Medidas ext., fondo neto en mm	200
Medidas ext., alto bruto en mm	215
Medidas ext., ancho bruto en mm	170
Medidas ext., fondo bruto en mm	270
Peso neto en kg	0,36
Peso bruto en kg	0,60