

APLW 046

Tobera inyectora

con soporte de plástico, cónico y soporte de resorte, Ø 2,5, longitud 80 mm.

Código EAN: 4002516116080 / Número de material: 11105060 /
Número de material antiguo: 69304600D



- Apto para cestos y carros inyectora comunes
- Apto para p .ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo
- Incluye tapa de las toberas, Ø 4 mm

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	12
Medidas ext., ancho neto en mm	20
Medidas ext., fondo neto en mm	90
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Peso neto en kg	0,01
Peso bruto en kg	0,01