

APLW 048

Tobera inyectora

con soporte de plástico, en forma de estrella, Ø 2,5, longitud 80 mm.



- Apto para cestos y carros inyectora comunes
- Apto para p .ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo
- Incluye tapa de las toberas, Ø 4 mm

Código EAN: 4002516116097 / Número de material: 11105080 /  
Número de material antiguo: 69304800D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tobera iny.	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	32
Medidas ext., ancho neto en mm	32
Medidas ext., fondo neto en mm	90
Medidas ext., alto bruto en mm	5
Medidas ext., ancho bruto en mm	110
Medidas ext., fondo bruto en mm	167
Peso neto en kg	0,00
Peso bruto en kg	0,00