

APLW 052

Tobera inyectora

con soporte de plástico, en estrella con retención, Ø 4, longitud 175 mm.



- Apto para cestos y carros inyectora comunes
- Apto para p .ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo
- Incluye tapa de las toberas, Ø 5 mm

Código EAN: 4002516117278 / Número de material: 11105120 /
Número de material antiguo: 69305200D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	54
Medidas ext., ancho neto en mm	54
Medidas ext., fondo neto en mm	178
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	100
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,02