

APLW 059

Tobera inyectora

con soporte de plástico y fijación de la ropa con reten., Ø 6, longitud 225 mm.



- Apto para cestos y carros inyectora comunes
- Apto para p .ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo
- Incluye tapa de las toberas, Ø 10 mm

Código EAN: 4002516116257 / Número de material: 11105190 /  
Número de material antiguo: 69305900D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tobera iny.	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	77
Medidas ext., ancho neto en mm	77
Medidas ext., fondo neto en mm	258
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	100
Medidas ext., fondo bruto en mm	300
Peso neto en kg	0,05
Peso bruto en kg	0,12