

APLW 060

Tobera inyectora

con soporte de plástico y fijación de la ropa con reten., Ø 6, longitud 275 mm.



- Apto para cestos y carros inyectora comunes
- Apto para p. ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo
- Incluye tapa de las toberas, Ø 10 mm

Código EAN: 4002516116264 / Número de material: 11105200 /
Número de material antiguo: 69306000D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Tobera iny.	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	95
Medidas ext., ancho neto en mm	95
Medidas ext., fondo neto en mm	287
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	100
Medidas ext., fondo bruto en mm	300
Peso neto en kg	0,06
Peso bruto en kg	0,13