

APLW 062

Tobera inyectora

soporte plástico y aloj. de cuello de botella, en estrella, Ø 6, longit. 135 mm.



- Apto para cestos y carros inyectora comunes
- Apto para p .ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo
- Incluye tapa de las toberas, Ø 10 mm
- Con retención

Código EAN: 4002516116288 / Número de material: 11105220 /  
Número de material antiguo: 69306200D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tobera iny.	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	76
Medidas ext., ancho neto en mm	76
Medidas ext., fondo neto en mm	145
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	95
Medidas ext., fondo bruto en mm	110
Peso neto en kg	0,03
Peso bruto en kg	0,07