

APLW 063

Tobera inyectora

soporte plástico y aloj. de cuello de botella, en estrella, Ø 6, long. 175 mm.



- Apto para cestos y carros inyectora comunes
- Apto para p.ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo
- Incluye tapa de las toberas, Ø 10 mm
- Con retención

Código EAN: 4002516116295 / Número de material: 11105230 /  
Número de material antiguo: 69306300D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tobera iny.	•
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	76
Medidas ext., ancho neto en mm	76
Medidas ext., fondo neto en mm	186
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	100
Medidas ext., fondo bruto en mm	300
Peso neto en kg	0,04
Peso bruto en kg	0,10